



LAADUKKAAT
HOIVATEKSTIILIT
SAIREXILTA

sairex

TUOTEKUVASTO

LONKKAHOUSUT



1566

1565

Kokotaulukko

Lantion/vyötärön ympärys

XS	84 cm
S	88 cm
M	92 cm
L	96 cm
XL	100 cm
XXL	104 cm

1565 Lonkkahousu, lyhyt lahje (CE-merkitty)

1566 Lonkkahousu, pitkä lahje (CE-merkitty)

Lonkkahousut vähentävät kaatumisesta aiheutuvia lonkkavammoja ja -murtumia. Materiaalina käytetty joustavaa, kestävä pikeeneulosta joten housut on erittäin mukavat käytössä. Ne on puettavissa, vaikka käsivoimat olisivatkin jo vähissä.

Housuissa molemmilla sivuilla taskuissa irrotettavat lonkkapehmusteet umpisolumuovia (polyeteeniä).

Pitkälahkeisia lonkkahousuja voi käyttää viileällä säällä pitkishousujen asemasta.

Pehmusteet poistettava pesun ajaksi.

Pikeeneulos
65% Polyesteri
35% Puuvilla

Pesu 60 °C

Saatavana myös musta trikoo -päivämalli

YÖASUT



1504 Avopaita kuviollinen

Nauhaton avopaita on helppo pukea päälle. Takaosa limitty, joten se peittää hyvin selän. Materiaalina on pehmeä, miellyttävä ja laitospesun kestävä puuvillatrikoo. Kuosit vaihtelevat kausittain

Koot: XS-XXL



1505 N ja M pyjamatakki SFS 5686

1510 N ja M

pyjamahousu SFS 5687

Pyjaman takki / housut on valmistettu joustavasta pikeeneuloksesta ja ne kestävät hyvin laitospesua. Koot ovat värikoodattuja.



S=Vaaleanpunainen
M=Vihreä
L=Ruskea
XL=Sininen
XXL=Harmaa

TEKSTIILIT

1572 N ja M vuodehaalari/ hygienihaalari hihalla

Pitkähihaisessa hygienihaalarissa on takana pitkä vetoketju, jonka ansiosta käyttäjä ei itse voi avata haalaria. Materiaalina on pehmeä ja miellyttävä puuvillatrikoo, joka joustaa käyttäjänsä mukaan eikä ole hiostava kuumallakaan ilmalla. Kuosit vaihtelevat kausittain

Koot: XS-XXL



1571 N ja M vuodehaalari/ hygienihaalari hihaton

Hihattomassa hygienihaalarissa on takana pitkä vetoketju, jonka ansiosta käyttäjä ei itse voi avata haalaria. Materiaalina on pehmeä ja miellyttävä puuvillatrikoo, joka joustaa käyttäjänsä mukaan eikä ole hiostava kuumallakaan ilmalla. Kuosit vaihtelevat kausittain

Koot: XS-XXL

	XS	S	M	L	XL	XXL
KOKO PITUUS	146	149	151	155	159	162
LAHKEEN SISÄMITTA	72	74	76	77	79	80
OLKA-HAARA	78	78	78	81	83	85
VYÖTÄRÖ	101	101	101	107	115	120
RINNANYMPÄRYYS	107	107	107	113	121	129
HIHAN PITUUS	73	73	73	76	79	82



1573 N hamehaalari, päivkäyttöön

Päivkäyttöinen hamehaalari, jonka takana on nappikiinnitteinen kietaisuhelma jolla saadaan vetoketju osittain peitettyä. Päivkäyttöinen hamehaalari (hygieniahaalari), takana pitkä vetoketju, jonka ansiosta käyttäjä ei itse voi avata haalaria. Materiaalina on pehmeä ja miellyttävä puuvilla-sekoite, joka joustaa käyttäjänsä mukaan eikä ole hiostava. Kuosit vaihtelevat kausittain.

Materiaali: Puuvilla-sekoite. Pesu 60 °C, ei huuhteluaineita, ei rumpukuivausta. Koot: XS-XXL



1574 M hygieniahaalari, päivkäyttöön

Päivkäyttöinen miesten hygieniahaalari.

Takana pitkä vetoketju, jonka ansiosta käyttäjä ei itse voi avata haalaria. Materiaalina on pehmeä ja miellyttävä puuvilla-sekoite, joka joustaa käyttäjänsä mukaan eikä ole hiostava. Kuosit vaihtelevat kausittain.

Koot: S-XXL



	XS	S	M	L	XL	XXL
KOKO PITUUS	146	149	151	155	159	162
LAHKEEN SISÄMITTA	72	74	76	77	79	80
OLKA-HAARA	78	78	78	81	83	85
VYÖTÄRÖ	101	101	101	107	115	120
RINNANYMPÄRYYS	107	107	107	113	121	129
HIHAN PITUUS	73	73	73	76	79	82



*Tarkista saatavilla
olevat kauden värit!*

1577 N ja M T-paita lyhythihainen, raidallinen
1578 N ja M T-paita pitkähihainen, raidallinen

Pehmeä ja miellyttävä puuvillatrikoo t-paita on joustavuutensa vuoksi yhtä helppo pukea päälle kuin avopaita. T-paita soveltuu erinomaisesti työ-, vapaa-ajan- ja laitospkäyttöön.

Paidat ovat reilun kokoisia. Kuosien värit saattavat vaihdella.



1580 N ja M vilubontso / 1581 N ja M vilutunika

Vilubontosta / vilutunikasta voi tulla lempiasuste sen monikäyttöisyyden ansiosta. Bonstoa / tunikaa voi käyttää takkina kylmillä ilmoilla. Vilubontso / vilutunika käy hyvin myös torkkupeiton sijasta esimerkiksi ulkoiluun. Materiaalina on miellyttävä värillinen fleece.



1621 Oloasun housu

1625 Oloasun takki

Helposti puettavat ja laitosuollon kestävät unisex neulosasut ovat mukavia ja vaivattomia käytössä. Oloasun materiaali on puuvillapolyesteriä ja väri vaihtoehdot ovat sininen ja punainen.

Koot: M-XXL



LIUKUESTETOSSUT

2733 Liukuestetossu tasapohja erikoisväljä (CE-merkitty)

Liukuestetossut vähentävät tehokkaasti liukastumisia ja turhia loukkaantumisia sekä kustannuksia. Tossut valmistetaan tikatusta puuvillasekoitekankaasta. Tossun pohja on luistamatonta ja kosteuden kestävää muovitettua kangasta. Tossu soveltuu hyvin henkilölle, jonka askellus on "hiihtävää". Tossu on varustettu kaksilla nauhoilla ja mahtuu isoonkin jalkaan väljän suuaukon vuoksi. Kusien värit saattavat vaihdella.

Puuvilla/tikkikangas

Pesu 40 °C



SUKAT



1705 Putkisukka

Putkisukka on joustavuutensa ansiosta helppo pukea jalkaan. Materiaalina on laitospesun kestävä puuvillapolyesteri.

Polyesteri 65%
Puuvilla 35%



1715 Laitosnilkkasukka puna/siniraita

Laitosnilkkasukka on kiristämätön ja joustavuutensa ansiosta se on helppo pukea jalkaan. Materiaalina on laitospesun kestävä puuvillapolyesteri.

Koot: 38-41 punaraita
42-45 siniraita
Polyesteri 65%
Puuvilla 35%



1716 Laitospolvisukka puna/siniraita

Laitospolvisukka on kiristämätön ja joustavuutensa ansiosta se on helppo pukea jalkaan. Materiaalina on laitospesun kestävä puuvillapolyesteri.

Koot: 38-41 punaraita
42-45 siniraita
Polyesteri 65%
Puuvilla 35%

1750 Diabetessukka (3pr/pkt)

Diabetes-sukat, jotka on valmistettu 98 % puuvillasta. Luonnollisen materiaalin ansiosta sukka hengittää ja pitää jalat kuivina. Elastaani puolestaan takaa optimaalisen istuvuuden jalkaan. Sukka on saumaton ja kiristämätön, miellyttävä käyttää. Myydään kolmen parin nipuissa.

98 % puuvilla, 2 % elastaani.

Pesu 30 °C.

1740 Liukuestesukka

Liukuestesukat vähentävät tehokkaasti liukastumisia ja sitä kautta turhia loukkaantumisia ja kustannuksia. Sukat on helppo pukea jalkaan.

Puuvilla 84%, polyamidi 14%, elastaani 2%

Pesu 30 °C, ei huuhteluaineita, ei rumpukuivausta

LÄMPÖPUSSIT PYÖRÄTUOLIA KÄYTTÄVÄLLE

Lämpöpussin pukeminen on helpompaa sekä avustajalle että käyttäjälle itselleen. Pitkät vetoketjut voidaan avata kokonaan ja asettaa lämpöpussi pyörätuoliin, jonka jälkeen sen sisään istuminen käy helpommin. Pyörätuolipussin materiaali on miellyttävän lämmintä ja istuinosassa on liukueste, joka pitää lämpöpussin tukevammin paikallaan. Lisävarusteena tarjoamme pyörätuolipussiin käyvät turvavyöt ja istuintuet.



- 4315** Lämpöpussi pyörätuolia käyttävälle, lämpöpukukangas
- 4315-1** Lämpöpussi pyörätuolia käyttävälle läpivienneillä, lämpöpukukangas
- 4315-2** Lämpöpussi + pehmustettu turvavyö läpivientien kautta lämpöpussiin
- 4315-3** Lämpöpussi + istuintuki muovilukolla läpivientien kautta lämpöpussiin
- 4316** Lämpöviitta pyörätuolia käyttävälle, lämpöpukukangas
- 4317** Lämpöpussi pyörätuolia käyttävälle, vyötärömalli, lämpöpukukangas
- 4317-1** Lämpöpussi pyörätuolia käyttävälle läpivienneillä, vyötärömalli, lämpöpukukangas
- 4318** Välikausipussi pyörätuolia käyttävälle
- 4318-1** Välikausipussi pyörätuolia käyttävälle läpivienneillä
- 4318-2** Välikausipussi + pehmustettu turvavyö
- 4318-3** Välikausipussi + istuintuki muovilukolla
- 4319** Välikausipussi pyörätuolia käyttävälle, vyötärömalli
- 4319-1** Välikausipussi läpivienneillä, vyötärömalli

ESILIINAT, SUOJAIMET JA PYYKKISÄKIT



5101-5103 Sairex-suojaesiliina

Sairex-suojaesiliina suojaa käyttäjänsä hyvin roiskeilta. Tuote on kevyt ja miellyttävä käyttää. Esiliina kestää myös pitempiaikaisessa käytössä.

Koot:
90x110cm (5101)
90x120cm (5102)
100x130cm (5103)

5111 / 5115 Raintex suojaesiliina nauhoilla

Kestävä ja konepestävä suojaesiliina soveltuu hyvin vaativaankin käyttöön ja suojaa tehokkaasti käyttäjänsä erilaisilta roiskeilta. Värvaihtoehtoina punainen ja sininen.

Koot:
75x90 cm (5111)
90x120 cm (5115)

Pesu:
Hienopesu 40°C
Ei silitystä
Ei valkaisua

Tahranpoisto:
Mieto saippualliuos



5120 / 5121 Esiliina taskulla

Materiaali:
Puuvilla 100%
Koot:
75x90 cm (5120)
75x120 cm (5121)





5080 Tuolisuoja

Tuolisuoja pysyy istujan alla ilman nauhoja tuolin materiaalista riippumatta. Tuolisuoja ei luista istujan alla ja pitää kosteuden poissa varsinaisesta istuinmateriaalista. Näin se säästää huomattavasti pesukustannuksissa. Suojaa voidaan käyttää myös ulkona kostealla pinnalla, koska se ei läpäise nesteitä kumpaankaan suuntaan.

Koko 50x50 cm.



5605 Pesupussi

Pesupussi on hyödyllinen pientekstiilejä pestäessä. Pussin saa suljettua kätevästi nyörillä ja lukkokiristyksellä.

Koko 50x70 cm



5600 / 5601

Pyykkisäkki

Pyykkisäkki sopii kokonsa puolesta useimpien valmistajien pyykkisäkkiteloneisiin. Säkin suulla on nyöri ja lukkokiristys. Pesu 40 °C

Koko 75x110 cm.



5701 Ruokalappu pitkä taskulla

Kestokäyttöinen ruokalappu riittää suojaamaan myös käyttäjänsä jalat, ja pitkä tasku estää ruoan tippumisen lattialle. Raintex-muovi on kestävä ja voidaan pestä konepesussa tai pyyhkiä miedolla pesuaineella.



5702 Ruokalappu pitkä taskulla

Kestokäyttöinen ruokalappu riittää suojaamaan myös käyttäjänsä jalat, ja pitkä tasku estää ruoan tippumisen lattialle.

Muovitettu frotee kestää useita pesukertoja.

LAKANAT, TYNYNYT SEKÄ PEITOT



3105 Lakana

Lakana on valmistettu laitoshuollon kestävästä puuvilla-polyesterikankaasta.

Väri: Luonnonvalkoinen

Koot:
150x300 cm (3105)
150x270 cm (3107)



3110 Lakana värillinen

Värillinen lakana on valmistettu laitoshuollon kestävästä puuvilla-polyesterikankaasta.

Koko 150x250 cm.

3111 Lakana kirjekuori

Kirjekuorilakana pysyy hyvin paikoillaan. Patja kiristää kaikki reunat, päädyt ja nurkat niin, että sänky pysyy siistinä ilman uudelleen petaamista. Lakana on valmistettu laitospesun kestävästä puuvilla-polyesterikankaasta.

Koot:
80x200x13 / 90x200x13



3127 Pussilakana kuviollinen

Värillinen pussilakana on valmistettu laitoshuollon kestävästä puuvilla-polyesterikankaasta. Kuosien värit saattavat vaihdella.

Koko 150x220 cm.



3120 Tyynyliina läppämalli

Valkaisematon läppämallinen tyynyliina on valmistettu laitoshuollon kestävästä puuvilla-polyesterikankaasta.

3121 Tyynyliina läppämalli värillinen

Värillinen läppämallinen tyynyliina on valmistettu laitoshuollon kestävästä puuvilla-polyesterikankaasta.

3125 Pussilakana

Yksivärinen pussilakana on valmistettu laitoshuollon kestävästä puuvilla-polyesterikankaasta.

Koko 150x220 cm.



3135 Tyynysuoja kestokäyttö

Kestokäyttöinen tyynysuoja estää tehokkaasti nesteiden imeytymisen tyynyyn. Tyynysuoja valmistetaan muovitetusta kankaasta tai muovitetusta froteesta.

Koko 50x60 cm.



3150 Laitospeite, SL2

Kevyt, tikattu laitospeite soveltuu sekä kesä- että talvikäyttöön. Materiaalina peitteessä on laitoshuollon kestävä puuvilla-polyesterikangas.

Koko 150x200 cm.



3175 Familon Pro Viivi Safe SL1 tyyny

Pehmeä ja helposti muotoutuva palosuojattu tyyny sopii sekä kotiin että laitokseen. Tuotteelle on myönnetty allergia- ja astmaliiton Allergiatunnus®, joka takaa ettei tuote sisällä terveydelle haitallisia aineita.

Täyte: 100% polyesteri, paloturvallinen pallokuitu 400g Päällinen: 100% PES Trevira CS-kangas. Väri valkoinen.

Koko 50x60 cm.

Pesu 3-4 kertaa vuodessa. Rumpukuivaus alennetussa lämpötilassa

VUODESUOJAT



Kahvalliset vuodesuojat 3187a, 3188a, 3189a, 3190a (CE-merkitty)

Kahvattomat vuodesuojat 3187, 3188, 3189, 3190

Henkilön siirtämiseen ja kääntämiseen vuoteessa. Suojaa samalla vuodetta. Kestokäyttöisessä vuodesuojassa on miellyttävä hiostamaton pinta ja välissä kosteutta imevä ilmava imukerros. Alapuoli on nesteitä läpäisemätöntä muovitettua kangasta. Luistava alapuoli helpottaa myös omaehtoista kääntymistä. Kahvat polyesterinauhasta molemmilla pitkillä sivuilla.

Vuodesuojaa on saatavilla perus- että kahvallisena mallina. Vuodesuoja on valmistettu Suomessa.

Tuotekoodi ja kokotaulukko:

- 3187, 3187a 75x110 cm
- 3188, 3188a 85x140 cm
- 3189, 3189a 85x95 cm
- 3190, 3190a 110x140 cm

Materiaali:

- Päällinen puuvilla, polyester
- Keskellä huopakangas polyester
- Pohja kangasvahvisteinen patjansuojamuovi (320451069)
- Lanka polyester 100%

Hoitoohje:

- Pesu 60 astetta
- Ei huuhteluaineita

SIIRTOON KÄYTETTÄVÄT TUOTTEET



4207 Talutusvyö (CE-merkitty)

Talutusvyö potilaan taluttamiseen ja siirtämiseen. Päällinen muovitettua kangasta. Sisäpinta potilaan liukumista estävää kangasta. Remminauha polyesteriä, tarrakiinnitys. Riittävästi säätövara. Vyössä on takana useita lenkkejä, joista kiinni pitämällä voidaan tukea ja auttaa talutettavaa sopivalla voimalla. Pestävä. Uudelleen käytettävä.



4229 Nostolakana (CE-merkitty)

Nostolakana potilaan siirtoon paareille, tutkimuspöydälle jne. Materiaali vahva enstexkangas (muovitettu polyesterifilamentti). Nosto-otetta varten aukot reunoissa molemmin puolin. Pestävä. Uudelleen käytettävä.

Koko 75x190 cm



4235 Evakuointilakana (CE-merkitty)

Evakuointilakana vuodepotilaan siirtämiseen erilaisissa pelastustilanteissa. Pidetään potilaan vuoteessa, valmiudessa patjan alla. Helppo asentaa eri kokoihin patjoihin. Nopea ja helppo lukkiinnitys. Materiaali muovitettu kangas. Pestävä. Uudelleen käytettävä.

Koko 75x200 cm



4210 Nostohihna

Kevyempiin potilaan siirtoihin. Nostolenkit molemmilla sivuilla. Materiaali polyesteri.



4212 Nostoalusta (CE-merkitty)

Leveä, vyömäinen nostoalusta potilaan nostamiseen tai vuoteesta siirtämiseen. Nostolenkit molemmilla sivuilla. Materiaali päällystetty polyamidi. Pestävä. Uudelleen käytettävä.



4215 Nostovyö (CE-merkitty)

Nostovyö potilaan turvalliseen ja ergonomiseen siirtämiseen. Tikatusta huovasta ja muovitetusta kankaasta valmistettu haaraosa estää vyön luisumista kainaloihin. Polyesterinauhat. Pestävä. Uudelleen käytettävä.



4259 Siirtopatja

Siirtopatja toimii kuulalaakerin tavoin henkilön alla, jolloin siirtämiseen tarvitaan vähemmän voimaa. Siirtopatjalla voidaan siirtää vuoteesta oleva henkilö turvallisesti ja ergonomisesti esimerkiksi vuoteesta toiseen tai tutkimuspöydälle.

Koko 70x190 cm

4259p Siirtopatjan päällinen (sopii 4259)



4265/4267 Liukulakana (CE-merkitty)

Liukulakana helpottamaan potilaan omatoimista asennon vaihtoa vuoteessa. Materiaali puuvilla-polyesteri. Pestävä. Uudelleen käytettävä. Liukulakanan liukuosuuden väri vaihtuu kausittain.

Koot:

75x200 cm (4265)

110x200 cm (4267)



6685 Siirtolevy

Siirtolevyä käytetään avustetuissa siirroissa, esim. vuoteesta tutkimuspöydälle. Materiaali muotoontaivutettua, kestävää akryylimuovia. Helposti puhdistettava. Muotoillut kädensijat molemmin puolin. Alapuolella liukuestepinnoite. Ei-steriili tuote. Uudelleen käytettävä.

Koko 66x73 cm



6643

Kohottautumishihna (elämänlanka)

Elämänlanka on yksinkertainen ja helppo apuväline omatoimiseen vuoteesta kohottautumiseen. Tukevista lenkeistä saa hyvän otteen. Kohottautumishihna kiinnitetään esim. sängyn pätyyn ja sen asentamiseen ei tarvita apuvälineitä.

POTILASKANSIOT JA MUOVITASKUT



5810 &
5835

Potilaskansio

Värit: sin, pun, vihr, kelt

Perinteinen potilaskansio on tarkoitettu potilastietojen säilyttämiseen. Saatavana sinisenä, punaisena, vihreänä ja keltaisena.

5810 10-lehteä

5820 20-lehteä

5835 Kynätaskusuoja **sin, valk.**


Kynätaskusuoja estää rintataskussa säilytettäviä kyniä sotkemasta työasua. Väri vaihtoehtoina valkoinen ja sininen.

5840 Sängynpäädyn- **nimilappukotelo**

Värit: Punainen ja sininen



PYYHKKEET



3210 Keittiöpyyhe

Keittiöpyyhe valmistetaan raidallisesta puuvillakankaasta, ja sitä on saatavana sekä puna- että siniraitaisena.

Koko 50x70 cm



3225 Yleispyyhe

Kevyt, nopeasti kuivuva yleispyyhe on materiaaliltaan laadukasta puuvillafroteeta. Klassinen, laitospesuun soveltuva käsipyhyhe useisiin käyttötarkoituksiin. Väri vaihtelevat kausittain.

Koko 50x70 cm



3230 Kylppyhye

Kevyt, nopeasti kuivuva kylppyhye on materiaaliltaan laadukasta puuvillafroteeta. Klassinen, laitospesuun soveltuva käsipyhyhe useisiin käyttötarkoituksiin. Väri vaihtelevat kausittain.

Koko 70x150 cm

PEHMUSTEET JA DECUBITUSTUOTTEET

4162 Super soft kantapääpehmuste (CE- merkitty)

Kantapääpehmuste ehkäisee makuuhaavojen ja painumavammojen syntyä kantapäässä. Tukevan materiaalin ja kourumaisen muotoilun ansiosta jalka pysyy hyvin paikoillaan ja hieman kohoasennossa. Päällinen muovitettua kangasta, pyyhittävä, irrotettava ja pestävä. Pehmuste viskoelastinen vaahtomuovi (PU), joka on ilmava, joustava ja lämpöä varaava. Ei-steriili, erityismuotoiltu, kourumainen tuote yhdelle potilaalle lyhyt- tai pitkäaikaiseen käyttöön.



4165 Ventapad kantapääpehmuste

Ventapad kantapääpehmuste ehkäisee makuuhaavojen ja painumavammojen syntyä kantapäässä. Materiaalina on 100 % polyesteri, paksuus noin 24 mm.



4157 Repijänhanska

Repijänhanska on tarkoitettu henkilölle, jolla on taipumusta repiä esimerkiksi vaippaansa, tiputusletkuaan tai raapia itseään. Hanska on helppo kiinnittää käteen nyöreillä. Hanskan ansiosta vältytään turhalta käsien sitomiselta ja samalla estetään henkilöä satuttamasta itseään. Repijänhanskaa on saatavilla nauha- tai tarrakiinnityksellä. Myydään kappaleittain.

4160 Painehaavojen estorulla (Nilkkarulla) (CE-merkitty)

Monikäyttöinen painehaavojen estorulla jättää jalkapöydän ja kantapään ilmaan. Nilkan ympärille asetettava, erityismuotoiltu rulla ehkäisee kantapään painumavammat. Jalan esteetön liikuttelu kuitenkin mahdollinen. Jalkaa voidaan hoitaa rulla jalassa sitä irrottamatta. Rulla soveltuu myös erottamaan jalat toisistaan. Samaa tuotetta voidaan käyttää myös kainalon ja kyynärtaipeen hoitoon niin, että painehaavojen ja hautumien riski vähenee. Päällinen interlockpuuvillaa. Pehmuste viskoelastinen vaahtomuovi (PU), joka on ilmava, joustava ja lämpöä varaava. Nauhakiinnitys. Ei-steriili tuote yhdelle potilaalle lyhyt- tai pitkäaikaiseen käyttöön.



4350 / 4351 / 4352 Super soft makuuhaava-alusta (CE-merkitty)

Hoitava alusta patjan päälle. Vähentää makuuhaavojen ja painumavammojen synnyä. Alusta muovautuu potilaan lämmön mukaan aina sopivaksi, ja on miellyttävä käyttää. Päällinen muovitettua kangasta, pyyhittävä, irrotettava ja pestävä. Pehmuste viskoelastinen vaahtomuovi (PU), joka on ilmava, joustava ja lämpöä varaava. Uudelleen käytettävä.

Koot:

80x200x4 (4350)

66x80x4 (4351)

33x80x4 (4352)



4355 Super soft tyyny päällisellä (CE-merkitty)

4356 Super soft tyyny päällisellä ja istuintuella (CE-merkitty)

Useimpiin tuoleihin sopiva istuintuyny muovautuu istujan mukaan. Istuja ei luisu tyynyn päällä. Hoitava tuolityyny vähentää painumavammojen syntyä ja suojaa samalla tuolin. Haaravyö turvaa hyvän istuma-asennon. Päällinen muovitettua kangasta, pyyhittävä, irrotettava ja pestävä. Pehmuste viskoelastinen vaahtomuovi (PU), joka on ilmava, joustava ja lämpöä varaava. Kestävä, kolminkertainen polyesterivyönauha PES. Muovilukkokiinnitys. Uudelleen käytettävä.



4175 Sormityyny (CE-merkitty)

4180 Kämmentyyny (CE-merkitty)

Kädessä pidettävä sormityyny pitää sormet erillään. Kädessä pidettävä tyyny pitää kämmenen avattuna ja kuivana. Kuminauhat käden ympäri. Tyynyt ovat tarpeellisia ja helppokäyttöisiä apuvälineitä silloin, kun sormet painautuvat kämmenstä vasten. Tyynyt estävät tehokkaasti painehaavojen syntyä tai kynsien painautumista kämmenen ihoon. Kuosien värit saattavat vaihdella.

Päällinen interlockpuuvillaa, täyte pallokuitua. Pestävä. Ei-steriili tuote yhdelle potilaalle lyhyt- tai pitkäaikaiseen käyttöön.



4365 Sängynlaitapehmike

Sängynlaitapehmike estää potilaan raajojen joutumista sängynlaitojen väliin ja vähentää raajojen kolhiintumista sängynlaitoja vasten. Pehmike toimii myös tarvittaessa näkösuojana potilassänkyjen välillä. Pehmike kestää hyvin roiskeita ja on helppo puhdistaa.

Saatavilla koot:

60x140 cm (4365-140)

60x200 cm (4365-200)

TURVAVYÖT JA LIIVIT



4110 Turvavyö perusmalli (CE-merkitty)

Turvavyö potilaan hyvän istuma-asennon turvaamiseen. Soveltuu myös pyörätuolia käyttävälle. Reilu vyöpituus ja nopeasäätöinen muovilukko mahdollistavat vyön nopean vaihdon potilaalta toiselle. Pestävä. Uudelleen käytettävä.



4115 Turvavyö pehmustettu (CE-merkitty)

Pehmustettu turvavyö on miellyttävä myös pidempi-aikaisessa ja päivittäisessä käytössä. Voidaan käyttää perusturvavyön tapaan siirroissa ja kuljetuksissa, mutta myös ryhdikkään istumisen turvaavana apuvälineenä. Turvavyössä on helppokäyttöinen ja portaattomasti säädettävä lukko.



4128 Vartalotuki pv/tikattu (CE-merkitty)

Pehmustettu, leveä turvavyö potilaan hyvän istuma-asennon turvaamiseen. Ei paina potilaan rintakehää. Päällinen polyesterikangasta, pehmuste vanua. Muovilukkokiinnitys. Pestävä. Uudelleen käytettävä.



4126 Istuintuki solmittava (Valkea väri) (CE-merkitty)

4127 Istuintuki muovilukolla (tumma väri) (CE-merkitty)

Istuintuki / haaravyö potilaan hyvän istuma-asennon turvaamiseen. Kestävä nauha polyesteriä PES, solmittava tai muovilukolla. Pestävä. Uudelleen käytettävä.



4150 Rannehihna pehmustettu (pari)

Pehmustetut rannehihnat eri hoitotarkoituksiin. Kestävät ja nopeat kiinnittää.



4155 Tarraranneke (pari) pes

Kiinnitystarra lyhytaikaiseen käden kiinnisaamiseen.



4156 Tarraklipsi (kpl) pes

Letkunpidike on hyvä apuväline erilaisiin hoitotoimenpiteisiin.



4200 Turvaliivi vuodemalli XS-XXL (CE-merkitty)

4201 Turvaliivi vuodemalli haarapalalla XS-XXL (CE-merkitty)

Turvaliivi vuoteeseen tai tuoliin turvaamaan potilaan hyvää asentoa. Säädettävä haarapala. Liukuva vyönauha kiinnitetään vuoteen alle tai tuolin taakse. Mahdollistaa vuoteessa itsenäisen kääntymisen selältä kyljelle. Materiaali tikattua kangasta. Pestävä. Uudelleen käytettävä. Koot: XS-XXL

SEGUFIX-MAGNEETTIVYÖT

Segufix-turvatuotteet ovat ammattikäyttöön tarkoitettuja immobilisointituotteita. Tuotteita käytetään aina vain lääketieteelliseen tarkoitukseen. Segufix-turvatuotteet ovat korkealaatuisia ja CE-merkittyjä. Segufix -turvatuotteiden värikoodit (liikennevalot) helpottavat ja ohjaavat tuotteiden oikeaa käyttöä. Tuotteet ovat vesipestäviä +95 asteessa.



Segufix-turvatuotteita käytettäessä lue aina käyttö- ja turvallisuusohjeet!

Lisätietoja myynti@sairex.fi



65-2221 Segufix-vyö perusmalli, haaravyöllä S-XL



65-2231 Segufix-vyö perusmalli, reisivöillä S-L



65-2222 Segufix-vyö täydennetty malli, haaravyöllä S-L

Lisätarvikkeet:

- 65-2203 Segufix-olkakiinnityshihna
- 65-2204 Segufix-rannekiinnityshihnat
- 65-2205 Segufix-nilkkahihnat
- 65-2206 Segufix-leposidelukko
- 65-2208 Segufix-magneettiavain

Ikääntyvien apuna yli 30 vuoden ajan

Suomessa on yli miljoona 65-vuotiasta henkilöä. Laadukkailla tuotteillamme voimme auttaa heitä ja heidän avustajiaan kotona tai kodinomaisissa palvelutaloissa sekä parantaa heidän elämänlaatuaan.

Sairex valmistaa ja myy tuotteitaan yli 30 vuoden kokemuksella. Tuotteemme ovat suurimmalta osalta omaa kotimaista tuotantoamme. Tuotteidemme hinnat ovat kilpailukykyisiä ja ne ovat pitkän kehitystyön tuloksena toimivia ja laadukkaita. Sairex -sairaالاتuotteet lisäävät potilasturvallisuutta, helpottavat asiakkaan nousemista, siirtymistä ja liikkumista sekä tuovat helpotusta päivittäisiin toimintoihin. Näin laadukkaat Sairex -tuotteet vähentävät sairaanhoidon kustannuksia.

Mallistostamme löytyvät mm. liukuestetossut, liukuestesukat, lonkkahousut, makuuhaava-alustat, vuodehaalarit, liukulakanat, vuodesuojat, pyörätuolin lämpöpussit ja -viitat, istuintuet, siivousliinat, suojaesiliinat sekä paljon muuta. Sairex Ky käyttää tuotannossaan pääosin kotimaisia toimittajia, alihankkijoita ja logistiikkaketjuja.

Tervetuloa tutustumaan tuotevalikoimaamme verkkosivullamme www.sairex.fi

Kotimaista käsityötä.



SAIREX TUOTEKUVASTO

sairex

Sairex Ky
Hakekatu 4, 70800 Kuopio
www.sairex.fi
myynti@sairex.fi
asiakaspalvelu@sairex.fi
017 465 2254